


# SMARTER PRACTICO

Monipuolinen leikkaustaso Practico on suunniteltu parantamaan ergonomiaa kirurgisissa toimenpiteissä monipuolisia asentomahdollisuuksia hyödyntäen. Practico toimii älykkäillä ohjaimilla, jotka sujuvoittavat työskentelyä.



## ERITTÄIN KORKEA JA ERITTÄIN MATALA

Parannettu ergonomia. Kolme erilaista mallia, joissa

## VIRTAVIIVAINEN MUOTOILU

Ihmiskeukeistä muotoilua parhaimmillaan.

vaihtoehtoina moottoroidut jalkaosat.  
Uusi Practico on yksi markkinoiden matalimmista liikuteltavista leikkauspöydistä.

## SUURI TURVALLINEN TYÖKUORMA

Kestävämpi kuin koskaan ennen. Practico-leikkauspöydän turvallinen työkuorma on aiempaa suurempi ja levennysosien ansiosta se sopii kookkaammankin potilaan hoitoon.

Erinomainen yhteensopivuus C-kaaren kanssa. Helppo pitää puhtaana myös kiireisimpinä hetkinä. Ei mekaanisia polkimia.

## ÄLYKKÄÄT OMINAISUUDET

Uusi Practico-leikkauspöytä on helppo ja intuitiivinen käyttää. Sen käyttöliittymä on yhdenmukainen muiden Merivaaran tuotteiden kanssa. Älykkäät ominaisuudet sisältävät myös turva-antureita ja muistipaikkoja.

# FENNIAPRIZE 20

## HONOURABLE MENTION

### FENNIA PRIZE 2020 KUNNIAMAININTA

Merivaaran valmistamalle Smarter Practico® -leikkauspöydälle on myönnetty vuoden 2020 Fennia Prize -kunniamaininta. Fennia Prize on Suomen arvostetuin muotoilualan kilpailu yrityksille, jotka hyödyntävät muotoilua strategisesti liiketoiminnassaan.

## Nostopilari

- Korkea versio: 640–1130 mm
  - Matala versio: 540–1030 mm
  - Perusversio: 585–885 mm
- Mitat koskevat liukuversiota. Liukumaton versio on noin 10 mm korkeampi.

## Istuinosa

- Liukuominaisuuden kanssa tai ilman sitä
- Moottoroidun jalkaosan kanssa tai ilman sitä

## Päätuet

- Vakiopäätuet vakiomalliseen ja munuaiskaari -selkäosiin
- Erikoispäätuet Beach chair -selkäosaan sekä silmä- ja KNK-selkäosaan

## Selkäosat

- Vakio
- Munuaiskaari
- Silmä- ja KNK-selkäosa
- Beach chair

## Jalkaosat

- Kaasujousiavusteinen jaettu jalkaosa, pituus 680 mm
- Kaasujousiavusteinen jalkaosa, pituus 645 mm
- Kaasujousiavusteinen jaettu jalkaosa, pituus 880 mm
- 25- ja 40-osat
- Gynekologinen 25-osa
- Jaetut jalkaosat, neljä osaa mukaan lukien kiinteä lantiolevy, pituus 865 mm
- Sähkötoimiset jaetut jalkaosat, 4-osaiset, lantiolevyllä,

pituus 680 mm

- Kevyt jalkaosa moottori- ja manuaalijalkaosiin
- Kevyt jalkatuki

*Practico-leikkaustaso on kehitetty ja valmistettu Suomessa.*

<b>Tuote / malli</b>	Practico General, slide		Practico korkea malli, slide		Practico matala malli, slide	
<b>Leveys (makuutaso)</b>	540 mm	21,26 in	540 mm	21,26 in	540 mm	21,26 in
<b>Korkeussäätö</b>	585 - 885 mm	23 - 34,8 in	640 - 1130 mm	25,2 - 44,5 in	540 - 1030 mm	21,3 - 40,6 in
<b>Turvallinen työkuorma</b>	280 kg	617,3 lb	280 kg	617,3 lb	280 kg	617,30 lb
<b>Trendelenburg</b>	30 °		30 °		30 °	
<b>AntiTrendelenburg</b>	30 °		30 °		30 °	
<b>Selkäosan säätö</b>	-40 - 70 °		-40 - 70 °		-40 - 70 °	
<b>Patja-alusta (osien määrä)</b>	4-6		4-6		4-6	
<b>Pöydän pituussuuntaissiirto</b>	390 mm	15,4 in	390 mm	15,4 in	390 mm	15,4 in
<b>Lateraalikallistus</b>	-20 - 20 °		-20 - 20 °		-20 - 20 °	
<b>Enimmäisnostokapasiteetti</b>	460 kg	1014,13 lb	460 kg	1014,13 lb	460 kg	1014,13 lb
<b>Tuotekoodi</b>	145000		145000		145000	