

LANGATON FULL HD -KAMERA

Valaisimeen integroitua kameraa voidaan käyttää kaikissa Q-Flow-valaisimissa. Kameran saumaton integraatio valaisimeen mahdollistaa esteettömän ja ergonomisen käytön.

Rotaatio, zoomaus ja muut toiminnot saavat aikaan hyvän näkyvyyden leikkausalueelle. Langaton yhteys mahdollistaa kameralla varustetun valopään vapaan kohdistamisen operaatioalueelle ilman häiritseviä pyörimisenestoja.



- Kamerayksikkö on asennettu valaisimen sisäpuolelle – ei ylimääräisiä osia valaisimen alapuolella
- Voidaan asentaa kaikkiin Q-Flow-valaisimiin - jopa jälkikäteen
- Erinomainen videokuvan laatu
- Kameran ohjaus samasta valaisimien käyttöliittymästä – lisäohjaimia ei tarvita
- Yhteensopiva Merimote™:n ja OpenOR™:n kanssa

Tuotekoodi

5202823
