

INSTRUMENTTIVAUNU 609

Pyörällinen instrumenttivaunu

- Runko kromattua teräsputkea
- Kaksi irrotettavaa, ruostumatonta terästasoa (40 x 60 cm)
- 75 mm pyörät tekevät vaunusta helposti liikuteltavan
- Vaunu voidaan sijoittaa 80 cm korkean työtason alle

Tilausnumero

100000611 Instrumenttivaunu 609



Pituus	600 mm
Korkeus	750 mm
Pyörien koko	75
Tuotekoodi	100000609

