

INSTRUMENTTIVAUNU 611

Pyörällinen instrumenttivaunu, sisältää tarvikelaatikon

Runko kromattua teräsputkea

Kaksi irrotettavaa, ruostumatonta terästasoa (40 x 60 cm)

75 mm pyörät tekevät vaunusta helposti liikuteltavan

Ylätason alla helposti puhtaana pidettävä, muovinen, molemmille puolille avautuva ja ulosvetorajoittimilla varustettu tarvikelaatikko

Vaunu voidaan sijoittaa 80 cm korkean työtason alle

Tilausnumero

10000611 Instrumenttivaunu 611





Pituus	600 mm
Korkeus	750 mm
Pyörien koko	75
Tuotekoodi	100000611