

# KIPSAUSTELINE 19132

Raajan kipsausteline 19132 ortopediseen lisävarusteeseen 19300. Kiertyy 360 astetta. Korkeussäätö 85-720 mm.



Tilausnumero 100 019 132

<b>Pituus</b>	780 mm
<b>Korkeus</b>	400 mm
<b>Potilaan enimm. paino</b>	225 kg
<b>Turvallinen työkuorma</b>	29 kg
<b>Paino</b>	3,9 kg
<b>Tuotekoodi</b>	100019132