

# POLVEN TUKIRULLA 19124

Hiilikuituinen polven tukirulla ortopediseen lisälaitteeseen 19300.  
Pehmustettu tukirulla, säädettävä korkeus, kiinnike ja puristin,  
kiinnittyy jatkotankoon. Kiertyy 360 astetta.



Tilausnumero: 100 019 124

<b>Pituus</b>	330 mm
<b>Korkeus</b>	450 mm
<b>Potilaan enimm. paino</b>	225 kg
<b>Turvallinen työkuorma</b>	44 kg
<b>Paino</b>	3,4 kg
<b>Tuotekoodi</b>	100019124