


KÄSITUKI 19180

Pehmustettu käsituki, korkeus ja kulma säädettävissä (pallonivel), helppo käyttää ja säätää yhdellä vivulla. Kiertyy 180 astetta. Sisältää kiinnityslukon kiskoon ja hihnat 110.

Tilausnumerot:

119180 Käsituki 19180 kiskokiinnitys lisähihnalla 110 (pari)
sis. lukon



Armboard positioning

Leveys	605 mm
Korkeus	160 mm
Paksuus	30 mm
Potilaan enimm. paino	200 kg
Turvallinen työkuorma	12 kg
Paino	4,3 kg
Tuotekoodi	119180