

DORO-PÄÄTELINE ALUMIINISTA

DORO® QR3 -päätuen järjestelmä on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön. Nopea ja helppo asentaa.

Ominaisuudet:

- 3-nastainen kallon kiinnitys
- Sopii kaikkiin asentoihin*
- Tukeva rakenne ja helppo
- Laajat lisäosat
- Helppokäyttöinen

* Istuma-asentoon tarvitaan Crossbar-adaptteri

Sisältää alla olevat tuotteet:

101 001 001	Doro QR3 -kallokaari
100 300 200	Doro -väliadapteri
100 300 100	Doro-perusosa

Käytettävissä olevat nastat

