

# PÄÄTUKI KYLKIASENTOON 60147

Päätuki on suunniteltu erityisesti munuais- ja rintakehän alueen leikkauksiin, joissa päätuen tulee olla lähellä selkäosaa tai sen päällä.

## Säätöalue ja mitat:

- Säätökulmat - 180 ° – +90 °
- Päätuen pitkittäissuuntainen säätöalue 380 mm

## Tilausnumerot:

I45147 Päätuki kylkiasentoon ja adapteri 60146

I000 60147 Päätuki kylkiasentoon

I000 60146 Adapteri erikoispäätuelle



Leveys	540 mm
Korkeus	300 mm
Paksuus	80 mm
Potilaan enimm. paino	180 kg
Turvallinen työkuorma	11 kg
Paino	5,2 kg
Tuotekoodi	I45147, I00060147