

# PÄÄTUKI SILMÄKIRURGIAAN 18151

Silmäkirurgisissa toimenpiteissä kaksoisnivelmekanismi tuo monipuoliset säädöt.

Kiinnitys Promerix- ja Practico-pöytiin adapterilla.

Tilausnumero:

145151 Päätuki 18151 oftalmologiaan adapterilla 60146

100 018 151 Päätuki 18151 oftalmologiaan

100 060 146 Adapteri Promerix- ja Practico-pöytiin



Leveys	290 mm
Korkeus	225 mm
Korkeussäätö	-70 - +385 mm
Paksuus	60 mm
Potilaan enimm. paino	200 kg
Turvallinen työkuorma	15 kg
Pääntuen säätö	-110 - +120 °
Paino	3,25 kg
Tuotekoodi	145151, 100018151