

SATURNO-LED

Saturno-LED -tutkimusvalaisin soveltuu pieniin toimenpiteisiin, gynekologiaan ja ensiapuun. Valaisin on helposti liikuteltava kevyen alumiinirakenteensa ansiosta.

Kaksi värilämpötilaa, 4000 K and 4500 K, himmennys ja steriloitava kahva tekevät Saturno-LED -tutkimusvalaisimesta monikäyttöisen. Optiona akku mobiiliin valaisimeen.

Saturno-LED on saatavana katto-, seinä- ja lattiamallina.

Tuotekoodit:

SATSO-LED Kattokiinnitteinen malli

SATPA-LED Seinäkiinnitteinen malli

SATPIN-LED Mobiilimalli

SATSOX2-LED Kattokiinnitteinen malli, kaksi valopäätä





Ensiöjännite	100 - 240 V
Taajuus	50/60 Hz
Valaistusvoimakkuus Ec 1 m:n etäisyydellä	50000 lx
Valaistuksen syvyys 60%	1240 mm
Väriämpötila	4000 K, 4500 K
Valoalue	280 mm
Valoalueen halkaisija, arvo d10	250 mm
Valoalueen halkaisija, arvo d50	150 mm
Värintoistoindeksi (Ra)	95
Punaisen valon värintoistoindeksi (R9)	≥ 90
Kokonaissäteilyenergia valaistusvoimakkuuden maksimitasolla	163 W/m ²
Säteilyenergian Ee ja valaistusvoimakkuuden Ec suhde (mW/m ² lx)	3,27
Led-lamppujen määrä	9+3
Led-lampun keskimääräinen käyttöikä	≥ 60 000 h
Valopään koko	195 mm
Tuotekoodi	SATPA-LED, SATPIN-LED, SATSO-LED, SATSOX2-LED