

KIRURGIN TUOLI JIVE EF100

Suunniteltu tarkkuutta vaativiin toimenpiteisiin

Jive EF100 -tuoli on suunniteltu erikoislääkärien toivomuksesta. Tuolin ominaisuuksia ovat istuinosan sähköinen korkeudensäätö, kaikkiin suuntiin säätävät käsinojat ja epäsymmetrinen jalusta.

- Käsituki on monipuolisesti säädettävissä, ja se voidaan lukita käytännössä kaikkiin asentoihin. Tämä on hyödyllinen ominaisuus varsinkin pitkäkestoisissa toimenpiteissä, joissa työntekijän käsivarret ja hartiat joutuvat koetukselle.
- Pehmustettu istuin ja selkänoja tukevat lantiota, selkää ja lonkkia optimaalisesti. Istuma-asentoa voidaan säätää toimenpiteen aikana.
- Istuinkorkeutta voidaan säätää sähkötoimisesti jalkapolkimella. Tällöin kädet pysyvät steriileinä ja tuolin korkeutta voidaan säätää helposti myös leikkausten aikana.
- Jive-tuolin epäsymmetrinen runko jättää runsaasti tilaa jaloille. Jos toimenpide edellyttää, että lääkäri istuu korkeammalla, tuoliin saa myös käännettävän jalkalevyn, jonka päällä lääkäri voi lepuuttaa jalkojaan.
- Tuolin kaikki materiaalit ovat helposti ja nopeasti puhdistettavissa. Tuoli on saatavana myös antibakteerisilla pyörillä sekä alkoholipohjaisia puhdistusaineita ja desinfiointiaineita kestäväällä pehmusteella varustettuna.

Tilausnumero:

87020 - Vela Jive 100EF



Is Lojer Product

I

Tuotekoodi

87022
