

POTILASTUOLI SITA

Sita-potilastuolin voi säätää useisiin eri asentoihin ja se on miellyttävä potilaalle. Tuoliin saa erilaisia lisätarvikkeita, joiden ansiosta sitä voi käyttää mm. verikokeita otettaessa, ultraäänitutkimuksessa, tiputuksessa ja potilaan kuljettamiseen leikkausosastolla.

Säätövipun avulla tuolin voi säätää kokonaan makuuasentoon. Tuoli säätyy pehmeästi kaasujousien ansiosta. Säätövipu on suurikokoinen ja helppokäyttöinen, joten tuolin säätäminen on helppoa sekä potilaalle että hoitohenkilöstölle. Pääntukea voi säätää ja tuolin voi sovittaa jokaiselle potilaalle sopivaksi. Tuolissa on helppohoitoinen PVC-päällyste, josta on saatavana useita eri värejä.

Tilausnumero: 4490200

Lisävarusteet:

4492200 luku- ja ruokailutaso

4301100 käsinojat verikokeenottoon

4490100 kisko lisätarvikkeille (1 pari), pituus 34 cm

4303208 tippateline ja kannatin



Leveys (jalusta)	630 mm
Potilaan enimm. paino	150 kg
Pyörien koko	125
Paino	36,5 kg
Is Lojer Product	I
Tuotekoodi	4490200