

POTILASTUOLIT TANGO 100EF JA 200EF

Potilastuolit silmätutkimuksiin

Tango-tuolit parantavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön työskentelyasentoja heidän tehdessään silmätutkimuksia. Tuolit on kehitetty silmäklinikoille tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

- Tukeva ja käyttövarma potilastuoli, joissa on pyörien keskus- tai erillislukitus
- Käsinojat ja jarrut helpottavat tuoliin istuutumista ja tuolista nousemista
- Mukavat, helposti säädettävät istuin- ja selkänosat
- Tarkka ja portaaton, sähkötoiminen istuinkorkeuden säätö
- Tango 200EF sisältää myös jalkatuen ja työntökahvan

Tilausnumerot:

86139 - Vela Tango 100EF

86150 - Vela Tango 200EF



Tuote / malli	Vela Tango 200EF
Korkeussäätö	400 - 600 mm
Potilaan enimm. paino	160 kg
Paino	23 kg
Is Lojer Product	I
Tuotekoodi	86139, 86150