

KERTAKÄYTTÖINEN KAHVASUOJUS

- Steriili lampunkahvansuoja on kertakäyttöinen.
- Suoja sopii kooltaan erityyppisiin kahvoihin
- Lampunkahvansuoja 150 mm sallii kahvassa mahdollisesti olevan valonohjaimen käytön.
- Rei'itetty muovikaulus toimii luistosuojana lamppuun päin ja on samalla joustava pidike
- Liitetty muovisuojus luo esteen käyttäjän ja kahvan välille
- Steriilisti pakattu, repäisy-pakkauksessa, Etyleenioksidi-steriloitu A43460601 Setti 200 kpl



Tuotekoodi

A43460600
