

TUTKIMUS- JA LEIKKAUSVALAISIN MV-100

Lisämukavuutta tutkimuksiin ja pieniin toimenpiteisiin

Innovatiivinen pienikokoinen MV-100™ -LED-leikkausvalaisin sopii ihanteellisesti tutkimuksiin ja pieniin toimenpiteisiin klinikoilla, sairaaloissa ja lääkäreiden vastaanotoilla.

Käyttäjän hyödyt lyhyesti

Lähes häikäisemätön neutraalin valkoinen valo

Optimaalinen valopylvään syvyys – ei uudelleenkohdistuksen tarvetta

Laaja valaistusalue kaikkein vaativimpiin toimenpiteisiin

Laaja värinvalikoima tutkittavan alueen luonnolliseen ja tarkkaan valaisuun

Parempi punaisten kudosten erottuvuus

Pitkäikäiset LEDit – yli 20 vuotta normaalikäytössä

Irrotettava steriloitava kahva

Steriili kertakäyttökahva saatavilla

Kirkkauden säätö valopään ohjauspaneelista ja kahvasta

LEDin kirkkauden osoitinpalkki valopäässä ja kahvassa

Saatavana kolme eri kokoonpanoa – liikuteltava ja seinään tai kattoon asennettava

Tuotekoodit:

4530.0000.06 MV-100 Tutkimus- ja leikkausvalaisin, Kattomalli

4520.0000.06 MV-100 Tutkimus- ja leikkausvalaisin, Seinämalli

4510.0000.06 MV-100 Tutkimus- ja leikkausvalaisin, Mobiili, EURO-malli



Suojausluokka (IP)	42
Ensiöjännite	100 - 240 V
Toisiojännite	24 V
Maks. tehonkulutus	60 W
Valaistusvoimakkuus Ec l m:n etäisyydellä	100000 lx
Valaistuksen syvyys 60%	960 mm
Väriämpötila	4500 K
Valoalueen halkaisija, arvo d10	190 mm
Valoalueen halkaisija, arvo d50	107 mm
Värintoistoindeksi (Ra)	95
Punaisen valon värintoistoindeksi (R9)	<94
Led-lamppujen määrä	30
Led-lampun keskimääräinen käyttöikä	> 50 000 h
Valopään paino	2,9 kg
Näennäisteho (W)	33
Tuotekoodi	4530.0000.06, 4520.0000.06, 4510.0000.06