

# TUTKIMUSVALAISIN PRIMALED

## Primaled on omiaan tutkimuksiin sekä pieniin toimenpiteisiin

Primaled on saatavana liikuteltavana jalallisenä valaisimena sekä katto- tai seinäkiinnitteisenä. Erinomaisen värinertoindeksin, pienikokoisuuden, steriloitavan kädensijan ja nivelvarren ansiosta Primaled täyttää tutkimusten ja pienten toimenpiteiden asettamat korkeat laatu- ja hygieniavaatimukset. Primaled soveltuu hyvin ensiapuun, tutkimustiloihin, teho-osastolle ja heräämöhön.

### Mallit:

PRIMASO Primaled Primaso tutkimusvalaisin kattomalli  
PRIMA Primaled Prima tutkimusvalaisin kahdella nivelellä  
PRIMALED FLEX Primaled Flex tutkimusvalaisin taipuisa varsi

### Lisävarusteet:

RLBI Primaled jalusta 5 pyörällä  
SI2MED Primaled seinäkiinnitysadapteri  
SI1 Primaled pöytäkiinnitysadapteri  
I00226 Primaled kiskokiinnitysadapteri



## Pieni mutta laadukas ja monipuolinen

- Laadukasta valoa, vähäinen energiankulutus

- Infrapunattoman valon lämpösäteily erittäin vähäistä
- Käyttökytkin valopäässä (valaisimessa)
- Taloudellinen ja pitkäikäinen valaisin
- Ei tarvitse huoltoa eikä lamppujen vaihtoa
- Ympäristöystävällinen
- 93/42/EEC mukainen luokka I

<b>Toisiojännite</b>	24 V
<b>Taajuus</b>	50/60
<b>Valoalueen halkaisija, arvo d10</b>	140 mm
<b>Värintoistoindeksi (Ra)</b>	95
<b>Kokonaissäteilyenergia valaistusvoimakkuuden maksimitasolla</b>	225 W/m <sup>2</sup>
<b>Lampun paino</b>	3,3 kg
<b>Tuotekoodi</b>	Examination light Primaled