

HOITOVAUNU NT575, NT575D, NT575D-MERIV JA NT575DA-MERIV

Monipuolinen, muunneltava hoitovaunu

Hoitovaunut NT575, NT575D, NT575D-meriv ja NT575DA-meriv sopivat erityisen hyvin perushoitovaunuiksi monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Erilaisilla lisävarusteilla niistä saa loistavan elvytys-, lääke-, näytteenotto- tai anestesiavaunun.

Vetolaatikat avautuvat 80 % ja ovat jaettavissa hyllylaatikoilla ja jakajilla. Vaunuihin kuuluu helposti puhdistettava ABS-kansi ja tasoa ympäröivä eurokisko lisätarvikkeita varten.

Mallista riippuen vaunussa on joko kolme tai neljä lukittavaa laatikkoa. Laatikoiden sisämitat ovat 405 x 500 x 110 mm ja 405 x 500 x 170 mm.

Hoitovaunut soveltuvat muunneltavuutensa ja laajan lisätarvikevalikoimansa ansiosta käytettäväksi useissa eri ympäristöissä: anestesiapöytänä leikkaussaleissa, hoito- ja tarvikevaununa sekä lääke-, näytteenotto-, haavanhoito- tai monitoimivaununa.

Hoitovaunua saa monipuolistettua erilaisilla lisävarusteilla.

Tilauskoodit:

NT575: Kolme lukittavaa laatikkoa ja kuusi lasinkirkasta hyllylaatikkoa

NT575D: Neljä lukittavaa laatikkoa, vetolaatikat 2x120 mm ja 2x180 mm

NT575D-meriv: Hoitovaunu NT575D kierreniiteillä, vetolaatikat (4 kpl) 2x120 mm ja 2x180 mm

NT575DA-meriv: Hoitovaunu NT575D kierreniiteillä, vetolaatikat (3 kpl) alhaalta 300 mm, 180 mm ja 120 mm



Tuote / malli	NT575	NT575D-meriv
Leveys (makuutaso)	575 mm	575 mm
Syvyyys	640 mm	640 mm
Korkeus	995 mm	865 mm
Is Lojer Product	I	I
Tuotekoodi	NT575, NT575D, NT575D-meriv, NT575DA-meriv	NT575, NT575D, NT575D-meriv, NT575DA-meriv