

HOITOVAUNU NT825, NT825D, NT825D-MERIV JA NT825DA-MERIV

Monipuolinen, muunneltava hoitovaunu

Hoitovaunut NT825, NT825D, NT825D-meriv ja NT825DA-meriv sopivat erityisen hyvin perushoitovaunuksi monipuolisiin käyttötarkoituksiin, mutta erilaisilla lisävarusteilla niistä saa loistavan elvytys-, lääke-, näytteenotto- tai anestesiavaunun.

Vetolaatikat avautuvat 80 % ja ovat jaettavissa jakajilla. Hyllylaatikat auttavat pitämään tavarat järjestyksessä. Vaunuihin kuuluu helposti puhdistettava ABS-kansi ja tasoa ympäröivä eurokisko lisätarvikkeita varten.

Mallista riippuen vaunussa on joko kolme tai neljä lukittavaa laatikkoa. Laatikoiden sisämitat ovat 655 x 500 x 110 mm ja 655 x 500 x 170 mm.

Hoitovaunut soveltuvat muunneltavuutensa ja laajan lisätarvikevalikoimansa ansiosta käytettäväksi useissa eri ympäristöissä: anestesiapöytänä leikkaussaleissa, hoito- ja tarvikevaununa sekä lääke-, näytteenotto-, haavanhoito- tai monitoimivaununa.

Hoitovaunua saa monipuolistettua erilaisilla lisävarusteilla.

Tilauskoodit:

NT825: Kolme lukittavaa laatikkoa ja 10 kirkasta hyllylaatikkoa

NT825D: Neljä lukittavaa laatikkoa, vetolaatikat 2x120 mm ja 2x180 mm

NT825D-meriv: Hoitovaunu NT825D kierreniiteillä, neljä lukittavaa vetolaatikkoa 2x120 mm ja 2x180 mm

NT825DA-meriv: Hoitovaunu NT825D kierreniiteillä, vetolaatikat (3 kpl) alhaalta 300 mm, 180 mm ja 120 mm



Tuote / malli

NT825

NT825D-meriv

Leveys (makuutaso)

825 mm

825 mm

Syvyys

640 mm

640 mm

Korkeus

995 mm

865 mm

Tuotekoodi

NT825, NT825D, NT825D-meriv,
NT825DA-meriv

NT825, NT825D, NT825D-meriv,
NT825DA-meriv

