



# Kirurgin tuoli



Parempi ergonomia, miellyttävämpi työskennellä!



TURVALLINEN VALINTA, JONKA ERGONOMISET, PEHMUSTETUT KÄSINOJAT ANTAVAT ERINOMAISEN TUEN

KAIKKIIN SUUNTIIN SÄÄDETTÄVÄT JA LUKITTAVAT KÄSINOJAT MIKROKIRURGISIIN TOIMENPITEISIIN

JALALLA KÄYTETTÄVÄ SÄHKÖINEN KORKEUDENSÄÄTÖ PITÄÄ TYÖYMPÄRISTÖN PUHTAANA

PALJON JALKATILAA RUNGON EPÄSYMMETRISEN JALUSTAN ANSIOSTA

VELA Jive 100EF

jossa käsituet kirurgiaa varten

Erikoislääkärien toivomuksesta syntynyt VELA Jive -tuoli on suunniteltu tarkkuutta vaativiin toimenpiteisiin. Sen ominaisuuksia ovat istuinosan sähköinen korkeudensäätö, kaikkiin suuntiin säätävät käsinojat ja epäsymmetrinen jalusta.

## EDUT:

- :: Käsituki on monipuolisesti säädettävissä, ja se voidaan lukita käytännössä kaikkiin asentoihin. Tämä on hyödyllinen ominaisuus varsinkin pitkäkestoisissa toimenpiteissä, joissa työntekijän käsivarret ja hartiat joutuvat koetukselle.
- :: Pehmustettu istuin ja selkänoja tukevat lantiota, selkää ja lonkkia optimaalisesti. Istuma-asentoa voidaan säätää toimenpiteen aikana.
- :: Istuinkorkeutta voidaan säätää sähkötoimisesti jalkapolkimella. Tällöin kädet pysyvät steriileinä ja tuolin korkeutta voidaan säätää helposti myös leikkausten aikana.
- :: VELA Jive -tuolin epäsymmetrinen runko jättää runsaasti tilaa jaloille. Jos toimenpide edellyttää, että lääkäri istuu korkeammalla, tuoliin saa myös käännettävän jalkalevyn, jonka päällä lääkäri voi lepuuttaa jalkojaan.
- :: Tuolin kaikki materiaalit ovat helposti ja nopeasti puhdistettavissa. Tuoli on saatavana myös antibakteerisilla pyörillä sekä alkoholipohjaisia puhdistusaineita ja desinfiointiaineita kestävällä pehmusteella varustettuna.

Valmistusmaa: Tanska

Markkinoija: Merivaara Oy, Puustellintie 2, 15150 LAHTI Puh. +358 3 3394 611, merivaara@merivaara.com, www.merivaara.com