

Greiner's Sita Lounger Pasiientstol

Fra Merivaara



Sita Lounger

Sita loungers med sitt lekke design tilbyr en rekke muligheter for posisjonering samtidig som den er komfortabel for pasient. Det kan fås en rekke tilleggsutstyr til stolen som gjør at den passer til bruk ved blodprøvetaking, ultrasonisk eller drypp terapi, pasienttransport på operasjonsavdelinger med mer.

Ved å benytte spaken kan stolen justeres til en helt liggende posisjon ved hjelp av gassfjærer. Den store og brukervennlige spaken gjør dette til en meget enkel oppgave for både pasient og pleiepersonell. Hodeputen er justerbar og stolen kan tilpasses enhver pasient. Stolen er trukket i PVC, har en rekke fargevalg og er meget rengjøringsvennlig.

Fargevalg

Airpor

Etnic

Komfort

Compact

