



LUZ EN
TODOS
LADOS.

Q-Flow™ Mobile

La premiada lámpara quirúrgica Q-Flow™ dispone ahora de una gama de posibilidades aún mayor

Iluminación superior allí donde se necesita

Q-Flow™ Mobile es una avanzada lámpara quirúrgica disponible para cualquier equipo quirúrgico. Sus impresionantes y galardonadas características están disponibles exactamente cuándo y dónde se necesitan.

Q-Flow™ Mobile es una solución inteligente y fácilmente maniobrable para todo tipo de quirófano. Su batería integrada y su diseño funcional aportan una excelente flexibilidad. Q-Flow™ Mobile cuenta con magníficas propiedades de iluminación gracias a una columna de luz profunda y una interfaz de usuario intuitiva y fácil de utilizar que ofrece el control total de todas las características.


Q-Flow™ Mobile en pocas palabras:

- Adecuada para todos los cabezales de lámpara para techos bajos de Q-Flow™.
- Fácilmente maniobrable.
- Construcción estable.
- Perfil bajo optimizado y base a prueba de salpicaduras.
- Hasta 3 horas de autonomía con batería interna.

Control intuitivo estéril del cirujano (Intueri™)



Diseño de flujo de aire optimizado - Q-Flow™




Compensación dinámica de obstáculos (DOC™)

Compensación dinámica de obstáculos (DOC™) controlada de Merivaara en los modelos i proporciona luz perfecta para cualquier circunstancia, incluso si el haz de luz es cubierto. La intensidad de los haces restantes aumentará y la luz en el área de operación se compensará para mantener así la iluminación ideal en la sala quirúrgica.



Medidas





LUZ EN TODOS LADOS.

Premio de Diseño Red Dot:

Q-Flow™ ha obtenido el codiciado premio de diseño internacional Red Dot y en 2017 también obtuvo el Premio Fennia, el galardón de diseño más apreciado de Finlandia,



FENNIAPRIZE 17

GRAND PRIX



Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 Lahti,
FINLANDIA
Tel. +358 3 3394 611
fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com

www.merivaara.com



El estatus de la información, las especificaciones y las ilustraciones de esta publicación se indica mediante la fecha de publicación. Aunque se ha intentado asegurar por todos los medios su compilación, Merivaara Corp. no se responsabiliza de ningún error u omisión. Merivaara Corp. se reserva el derecho de realizar cambios en la tecnología, las características, las especificaciones y el diseño de los equipos y los modelos sin previo aviso. Consulte el sitio web de Merivaara para conocer las especificaciones más recientes y la información actualizada.

Todas las marcas registradas son propiedad de Merivaara, salvo que se indique lo contrario. Patentes otorgadas o pendientes.

©Merivaara Corp. Id. del documento: 6124ES-1. Fecha 01/2018